

アラサーになっても、仕事ができても、結婚しても、「ガール」な大人たちへ!

and GIRL

6

June
2016
定価640円

COVER GIRL 山崎賢人

and
アンドガール

大人気
メイクアップ
アーティスト
ピカ子さんの
「美人への早道」
メイク

別冊付録
andGIRL
×meNara
透明感ほ
「クレンジング」
が決め手!

岩田剛典
佐藤健
山崎賢人

いつまでも変わらない
可愛さがミソ!
私たち、また
深キョンに
恋してます♡

「ガウチョ」
「スカーチョ」
「スカンツ」
「ワイドパンツ」の
トリセツ

50p.大特集

プチプラ・アイテム 満載号!

ダイソー・Soria・Can★Do...
100均ショップがいま可愛すぎる・楽しすぎる!
「100均で爆買いだー!!」

インスタ有名人たちの
「プチプラ高見えテクニック」

¥1,000以下でも美肌作りは可能です!
モデル&美容のプロに聞いた
「このプチプラ・スキンケアコスメがスゴイ!」

読者のプチプラ、「買ってよかった!」
「買わなきゃよかった!」大公開!!

洋服・小物から雑貨、美容まで
安くてイイもの一挙公開!!

MUJIに勝った
無印良品、
「アラサーGIRLに
コレささってます!」

知らないうちに買ってる安可愛っぴり
スタイリスト・インスタ有名人・読者が選んだ
プチプラ、「ココのコレが買い!」リスト

「美香のユニクロ」 「聡子のGU」
「中村アンのH&M」 「絵美里のGAP」

→セラミックスを削るミリングマシン。1本数十分という短い時間で、細かい形も精巧に削り出してくれるので、1日での治療が実現!



歯科

ブランパ銀座メディカルデンタルクリニック 銀座

色や形が悩みだった前歯や目立つ銀歯がわずか1日の治療でキレイになる!

何度も通院しないといけないイメージのあるつめ物やかぶせ物の治療が、わずか1日で完了するこちらのクリニック。最新の3Dデジタルシステム『セレック』を導入しているうえ、専門の技工士が院内にいるので、セラミックスのかぶせ物やつめ物を、1本わずか数十分で作ることができます。外部のスタッフに製作を発注する必要がないから、治療費を抑えることができるのもポイント。さらに、デジタルで型を作っているので誤差がなく、フィット感が抜群です。『セレック』を導入している他のクリニックとは違い、こちらでは技工士が最終的な調整をしてくれるので、まるで自分の歯と見分けがつかないほど自然な仕上がり。銀座の中心地にあるうえ、短時間で治療が終わるから、お買い物ついでに治療ができるほどの気軽さです。



↑インテリアデザインは、新進気鋭のデザイナー・長沼和宏氏が担当。壁は、グレーから白のグラデーションになっていて洗練された雰囲気。

←親しみやすいデンタルコンシェルジュの2人。どんなことでも、気軽に相談できそう。美しい歯並びも印象的!



1つ1つ丁寧に説明しながら治療を行うことを心がけています。

院長 山内浩司さん



体験 Report ▶ ブランパ銀座メディカルデンタルクリニックで白い歯に!



↑学生時代に治療した銀歯。下の歯なので、口を開けて笑うと目立ってしまう。治療から年月が経っているため、変色をしているのも気になる。



↑セラミックスと自歯との境目がわからないほどびっぴり! 色も同じでキレイになじんでいます。銀歯がなくなったことで、見た目の美しさもアップ!



メーカー勤務 埴智子さん (34歳)

麻酔を打つときや歯を削るときは、先生がずっと治療の内容を説明してくれたり、「痛くない?」と話しかけてくれるので、とっても安心です。麻酔の注射もまったく痛くなかったです。完成したつめ物は、まるで自分の歯みたいで大満足! 気になっていた銀歯がわずか1時間で、こんなにキレイになるなんて本当にスゴイ!

→専用の機械にセラミックスのキューブをセット。先ほど技工士が製作したデータ通りにセラミックスを削っていきます。



9

→削った歯を一旦チェック。「どんなことをしているかを先生が逐一説明しながら治療してくれるので安心です」(埴さん)



5

→問診票を記入後、院長による診断が行われます。治療法について詳しく説明してくれ、質問にも丁寧に答えてくれます。



1

→機械が削ったセラミックスを、技工士がさらに磨きをかけて自然なツヤを出します。これにより他の歯となじむように。



10

→歯の色に合わせて、技工士がセラミックスの色を選択。ここでは色を豊富に取りそろえているので、ぴったり色がみつかる。



6

→口の中のレントゲン写真を撮影します。「撮影は1分もかからないので、苦しさや不快感はほとんどなし!」(埴さん)



2

→体に害のない専用のセメントを使ってセラミックスのつめ物を歯に接着。ライトを当てて、セメントを急速に硬化させます。



11

→通常はシリコンなどで型取りをしますが、ここでは3Dカメラを使用。「口の中に不快感がなくてラク!」(埴さん)



7

→レントゲン写真をiPadで見ながら、歯の状況をチェック。今回は下の奥歯の銀歯をセラミックスに変えることに。




3

→最後に噛み合わせを入念にチェック。「つめ物の高さを細かく調整してくれたので、まったく違和感がない!」(埴さん)



12

→3Dカメラで撮影したデータをもとに、技工士がパソコン上でつめ物の形を作ります。作業はわずか10分程度で完了。



8

→麻酔薬を注入後、歯にかぶさっている銀歯を削って取り除きます。銀歯の下に虫歯があったので、その治療も行うことに。



4



CLINIC DATA

住 東京都中央区銀座7の4の13 銀座メディカルビルANN EX1~3F ☎03-3572-4480 営 11:00~19:00 (土曜・日曜 10:00~18:00) ©祝日 ht <http://www.blancpa-ginz.a.com/> 駅 地下鉄有線銀座駅より徒歩5分、JR新橋駅より徒歩5分

andGIRL特典

●銀歯を白い歯に

1歯60分 **¥32,000~**

●前歯をセラミックスに

120分~360分 **¥70,000~**

特製キャリアバッグ&特製歯ブラシ&おすすめ歯みがき粉プレゼント

予約時に「andGIRLを見た」と伝えれば特典適用に。2016年7月31日まで有効。



BEFORE

←前歯2本がわずかに重なっていて、歯並びが悪い印象を与えてしまっ。歯の黄ばみも気になる。



AFTER

←前歯とその両サイドの歯各2本をセラミックスに。白く整ったことで、歯全体の印象が美しく。

前歯をセラミックスに

前歯の色や形が気になる人におすすめの治療。前歯の表面を少しだけ削り、「セレック」で作ったセラミックスのかぶせ物を装着します。矯正やホワイトニングをしなくても、わずか1日で白く美しい歯になります。



こちらの
施術も
おすすめ

削り出したままのセラミックスは単色で、前歯につけると人工的に見えてしまうことも。技工士が本物の歯に見えるよう、1本1本、専用の絵の具でグラデーションをつけて、写真の窯で焼きつけます。